




CATALOGUE PRODUITS 2025



VO Medica



références *Nos*

Fibres LASER

Référence		Désignation	Diamètre de la fibre (microns)	Compatibilité	Longueur de la fibre (m)	Type de connecteur	Indication
RAD10		Fibre radiale laser 400 microns 1mm de diamètre connecteur NEOV	400	18G	2,5	NEOV	Vasculaire
RAD13		Fibre radiale laser 400 microns 1,3 mm de diamètre connecteur NEOV	400	16G ou 4F	2,5	NEOV	Vasculaire
RAD186		Fibre radiale laser 600 microns 1,8mm de diamètre connecteur NEOV	600	5F	2,5	NEOV	Vasculaire & Proctologie
RAD186-LR		Fibre radiale laser 600 microns LARGE RING 1,8mm de diamètre connecteur NEOV	600	5F	2,5	NEOV	Vasculaire
RAD13-LR		Fibre radiale laser 400 microns LARGE RING 1,3mm de diamètre connecteur NEOV	400	16G ou 4F	2,5	NEOV	Vasculaire
RAD10-SMA		Fibre radiale laser 400 microns 1mm de diamètre connecteur SMA	400	18G	2,5	SMA	Vasculaire
RAD13-SMA		Fibre radiale laser 400 microns 1,3mm de diamètre connecteur SMA	400	16G ou 4F	2,5	SMA	Vasculaire
RAD186-SMA		Fibre radiale laser 600 microns 1,8mm de diamètre connecteur SMA	600	5F	2,5	SMA	Vasculaire & Proctologie
RAD186-LR-SMA		Fibre radiale laser 600 microns LARGE RING 1,8mm de diamètre connecteur SMA	600	5F	2,5	SMA	Vasculaire
RAD13-LR-SMA		Fibre radiale laser 400 microns LARGE RING 1,3mm de diamètre connecteur SMA	400	16G ou 4F	2,5	SMA	Vasculaire
HE-186-LR		Fibre laser extrémité biseautée pour hémorroïdes avec sa canule 14G	600	NA	2,5	NEOV	Proctologie

Machines & Accessoires LASER

Référence	Désignation	Classe du dispositif
NV1470	Laser NEOLASER 1470nm avec accessoires: 2 lunettes de protection, 2 interlocks de sécurité, 1 pédale de déclenchement et 1 transformateur/bloc d'alimentation 240V	IIb
NV1940	Laser NEOLASER 1940nm avec accessoires: 2 lunettes de protection, 2 interlocks de sécurité, 1 pédale de déclenchement et 1 transformateur/bloc d'alimentation 240V	IIb
S1	Laser 1470nm avec accessoires: 2 lunettes de protection, 2 interlocks de sécurité, 1 pédale de déclenchement et 1 bloc d'alimentation 240V	IIb
M2	Laser 1940nm avec accessoires: 2 lunettes de protection, 1 interlock de sécurité, 2 clés de sécurité, 1 pédale de déclenchement et 1 bloc d'alimentation 240V	IIb
PED-LN	Pédale de déclenchement pour lasers NEOV 1470nm et 1940nm	NA
PED-LP	Pédale de déclenchement pour lasers SMA 1470nm et 1940nm	NA
LUN	Lunettes de protection pour 1470nm & 1940nm	NA
ALIM	Bloc d'alimentation 240V pour laser NeoV	NA
INT	Interlock pour laser NEOV 1470nm & 1940nm	NA

références *Nos*

Cathéters de RADIOFREQUENCE

Référence	Désignation	Comptabilité	Longueur du cathéter	Longueur de l'élément chauffant	Indication
VVT-70FS	Cathéter de radiofréquence 70cm de longueur 5F élément chauffant 7cm	5F	70cm	7cm	Vasculaire
VVT-100FS	Cathéter de radiofréquence 100cm de longueur 5F élément chauffant 7cm		100cm		Vasculaire
VVT-4510	Cathéter de radiofréquence 45cm de longueur 7F élément chauffant 1cm	7F	45cm	1cm	Vasculaire
VVT-4530	Cathéter de radiofréquence 45cm de longueur 7F élément chauffant 3cm			3cm	Vasculaire
VVT-70	Cathéter de radiofréquence 70cm de longueur 7F élément chauffant 7cm		70cm	7cm	Vasculaire
VVT-100	Cathéter de radiofréquence 100cm de longueur 7F élément chauffant 7cm		100cm	7cm	Vasculaire

Machines & Accessoires de RADIOFREQUENCE

Référence	Désignation	Classe du dispositif	Indication
V700	Générateur de radiofréquence V700 veine avec pédale de déclenchement et câble d'alimentation 240V	Ila	Vasculaire
V1000	Générateur de radiofréquence V1000 veine avec pédale de déclenchement et câble d'alimentation 240V	Ila	Vasculaire
V1000T	Générateur de radiofréquence V1000 thyroïde avec pédale de déclenchement, câble de retour électrique et câble d'alimentation 240V	Ila	Vasculaire & Thyroïde
M3004	Générateur de radiofréquence M3004 polyvalent avec pédale de déclenchement, câble de retour électrique et câble d'alimentation 240V	Ila	Vasculaire, Thyroïde, Foie, Reins, Os, Poumons
PED-RF	Pédale de déclenchement pour générateurs de radiofréquence V700, V1000, V1000T, M3004	NA	NA
PC-2	Câble de branchement pour électrodes dispersives 2 entrées	NA	NA
PC-4	Câble de branchement pour électrodes dispersives 4 entrées	NA	NA
RFP-300	Pompe à tumescence pour générateurs de radiofréquence V1000T & M3004	Ila	NA

références *Nos*

Kits accessoires pour LASER & RADIOFREQUENCE

en vasculaire

Référence	Désignation	Conditionnement par boîte
INTRO-4F-T	kit d'introduction 4F: Introducteur 4F 10 cm de longueur, Aiguille de ponction 18G, Guide d'introduction 038'	5 kits
INTRO-5F-T	kit d'introduction 5F: Introducteur 5F 10 cm de longueur, Aiguille de ponction 18G, Guide d'introduction 038'	5 kits
INTRO-5F-M	kit d'introduction 5F: introducteur 5F 11cm de longueur, Aiguille de ponction 18G, Guide d'introduction 035'	5 kits
INTRO-6F-M	kit d'introduction 6F: introducteur 6F 11cm de longueur, Aiguille de ponction 18G, Guide d'introduction 035'	5 kits
INTRO-6F-T	kit d'introduction 6F: Introducteur 5F 10 cm de longueur, Aiguille de ponction 18G, Guide d'introduction 038'	5 kits
INTRO-7F-M	kit d'introduction 7F: introducteur 7F 11cm de longueur, Aiguille de ponction 18G, Guide d'introduction 035'	5 kits
INTRO-7F-T	kit d'introduction 7F: Introducteur 5F 10 cm de longueur, Aiguille de ponction 18G, Guide d'introduction 038'	5 kits
TUB	Tubulure pour pompe d'irrigation	5 tubulures
6022a	Tubulure pour pompe d'irrigation	5 tubulures
PC020	Gel stérile 20 ml	20 gels
AD21T71W-E	Aiguille 21G 7cm de longueur extrémité radio opaque	20 aiguilles
E6435	Couvre sonde échographie stérile 15cm x 244cm de longueur avec 1 gel stérile 1 élastique et 1 bande collante	10 couvre sondes
VKT-6FM	Kit VASCUKIT 6F: kit d'introduction 6F, Aiguille de tumescence 21G, Couvre sonde stérile, 2 gels stériles	1 kit
VKT-6FT	Kit VASCUKIT 6F: kit d'introduction 6F, Aiguille de tumescence 21G, Couvre sonde stérile, 2 gels stériles	1 kit
VKT-6FM-T	Kit VASCUKIT 6F: kit d'introduction 6F, Aiguille de tumescence 21G, Couvre sonde stérile, 2 gels stériles, tubulure pour pompe d'irrigation	1 kit
VKT-6FT-T	Kit VASCUKIT 6F: kit d'introduction 6F, Aiguille de tumescence 21G, Couvre sonde stérile, 2 gels stériles, tubulure pour pompe d'irrigation	1 kit
VKT-7FM	Kit VASCUKIT 7F: kit d'introduction 7F, Aiguille de tumescence 21G, Couvre sonde stérile, 2 gels stériles	1 kit
VKT-7FT	Kit VASCUKIT 7F: kit d'introduction 7F, Aiguille de tumescence 21G, Couvre sonde stérile, 2 gels stériles	1 kit
VKT-7FM-T	Kit VASCUKIT 7F: kit d'introduction 7F, Aiguille de tumescence 21G, Couvre sonde stérile, 2 gels stériles, tubulure pour pompe d'irrigation	1 kit
VKT-7FT-T	Kit VASCUKIT 7F: kit d'introduction 7F, Aiguille de tumescence 21G, Couvre sonde stérile, 2 gels stériles, tubulure pour pompe d'irrigation	1 kit
VKT-X	Kit VASCUKIT X: 1 aiguille pour tumescence 21G échogène 7cm de longueur, 1 couvre sonde échographie, 2 gels stériles, 1 tubulure pour pompe à tumescence	1 kit

références *Nos*

Electrodes de RADIOFREQUENCE

Référence	Diamètre de l'électrode	Longueur de l'électrode	Longueur de l'extrémité chauffante	Type d'électrode	Indication
RFTP 0703N	1,2mm	7cm	0,3cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0704N	1,2mm	7cm	0,4cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0705N	1,2mm	7cm	0,5cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0707N	1,2mm	7cm	0,7cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0710N	1,2mm	7cm	1,0cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0715N	1,2mm	7cm	1,5cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1003N	1,2mm	10cm	0,3cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1004N	1,2mm	10cm	0,4cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1005N	1,2mm	10cm	0,5cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1007N	1,2mm	10cm	0,7cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1010N	1,2mm	10cm	1,0cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1015N	1,2mm	10cm	1,5cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0703HN	1,2mm	7cm	0,3cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0705HN	1,2mm	7cm	0,5cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0707HN	1,2mm	7cm	0,7cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0710HN	1,2mm	7cm	1,0cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0715HN	1,2mm	7cm	1,5cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1005HN	1,2mm	10cm	0,5cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1007HN	1,2mm	10cm	0,7cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1010HN	1,2mm	10cm	1,0cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1015HN	1,2mm	10cm	1,5cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0703LN	1,0mm	7cm	0,3cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0704LN	1,0mm	7cm	0,4cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0705LN	1,0mm	7cm	0,5cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0707LN	1,0mm	7cm	0,7cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0710LN	1,0mm	7cm	1,0cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0715LN	1,0mm	7cm	1,5cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1003LN	1,0mm	10cm	0,3cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1004LN	1,0mm	10cm	0,4cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1005LN	1,0mm	10cm	0,5cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1007LN	1,0mm	10cm	0,7cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1010LN	1,0mm	10cm	1,0cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 1015LN	1,0mm	10cm	1,5cm	Avec refroidissement interne	Thyroïde
RFTP 0705HLN	1,2mm	7cm	0,5cm	Avec refroidissement interne & ablation à 180 degrés	Thyroïde
RFTP 0707HLN	1,2mm	7cm	0,7cm	Avec refroidissement interne & ablation à 180 degrés	Thyroïde
RFTP 0710HLN	1,2mm	7cm	1,0cm	Avec refroidissement interne & ablation à 180 degrés	Thyroïde
RFTP 0715HLN	1,2mm	7cm	1,5cm	Avec refroidissement interne & ablation à 180 degrés	Thyroïde
RFTP 1005HLN	1,2mm	10cm	0,5cm	Avec refroidissement interne & ablation à 180 degrés	Thyroïde
RFTP 1007HLN	1,2mm	10cm	0,7cm	Avec refroidissement interne & ablation à 180 degrés	Thyroïde
RFTP 1010HLN	1,2mm	10cm	1,0cm	Avec refroidissement interne & ablation à 180 degrés	Thyroïde
RFTP 1015HLN	1,2mm	10cm	1,5cm	Avec refroidissement interne & ablation à 180 degrés	Thyroïde

références *Nos*

Electrodes de RADIOFREQUENCE

Référence	Diamètre de l'électrode	Longueur de l'électrode	Longueur de l'extrémité chauffante	Type d'électrode	Indication
VCT 10XXB	1,5mm	10cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCT 15XXB	1,5mm	15cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCT 20XXB	1,5mm	20cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCT 25XXB	1,5mm	25cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCT 30XXB	1,5mm	30cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCT 35XXB	1,5mm	35cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCTM 10XXB	1,65mm	10cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCTM 15XXB	1,65mm	15cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCTM 20XXB	1,65mm	20cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCTM 25XXB	1,65mm	25cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCTM 30XXB	1,65mm	30cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCTM 35XXB	1,65mm	35cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCTW 10XXB	1,8mm	10cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCTW 15XXB	1,8mm	15cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCTW 20XXB	1,8mm	20cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCTW 25XXB	1,8mm	25cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCTW 30XXB	1,8mm	30cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons
VCTW 35XXB	1,8mm	35cm	0,5cm à 4cm	Avec refroidissement interne et longueur variable	Foie, Os, Reins, Poumons

AVANTAGES

- ✓ Technique MINI-INVASIVE
- ✓ ALTERNATIVE à la chirurgie
- ✓ Prise en charge AMBULATOIRE
- ✓ Anesthésie locale*

IMPORTANT: Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, des contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage
Fabricant légal: RF MEDICAL, NEOLASER & LGO
Numéro du document: VO2024-10-01 mise à jour octobre 2024
Organisme notifié: SGS, MedNet 1023 & ECM0481



ivc@vomedica.com



41, boulevard Vauban 78280 GUYANCOURT



01 30 43 36 59